

ONETOUCH® Delica® Plus

Dispozitiv de înțepare
Lancetar
Pajisja e șpimit



Dispozitivul de înțepare OneTouch® Delica® Plus asigură un mod simplu și sigur de a recolta o picătură de sânge capilar din deget.

Înainte de a utiliza acest dispozitiv, consultați aceste instrucțiuni de utilizare.

Sistemul dvs. de înțepare OneTouch® Delica® Plus nu include materialele necesare realizării procedurii de testare în alte zone (AST) și nu trebuie să fie utilizat pentru testare pe antebraț sau din palmă.

Dispozitivul are 13 setări ale adâncimii de înțepare. Setarea pe care o alegeți trebuie să fie suficient de profundă pentru a recolta o picătură rotundă de sânge suficient de mare pentru ca glucometrul să indice un rezultat al glicemiei. (Consultați ghidul dvs. de utilizare care v-a fost furnizat împreună cu sistemul dvs. pentru informații privind dimensiunea adecvată a probei de sânge.)

NOTĂ: Dispozitivul de înțepare OneTouch® Delica® Plus folosește ace OneTouch® Delica® sau OneTouch® Delica® Plus. Folișiți un ac nou, steril pentru fiecare test. Reutilizarea acului poate conduce la tocirea sau îndoirea acului, provocând deteriorarea pielii dvs., leziuni și un nivel mai mare de durere.

ATENȚIE:

Nu păstrați dispozitivul de înțepare la îndemâna copiilor. Dispozitivul de înțepare, capacul, acele și capacele de protecție ale acelor implică pericole de sufocare.

- 1 Butonul de eliberare
- 2 Comenzile cursorului
- 3 Indicatorul de adâncime
- 4 Reglare adâncime
- 5 Capac dispozitiv de înțepare
- 6 Capac de protecție



ATENȚIE:


Pentru a reduce riscul de infectare:

- Aveți grijă să spălați locul înțepăturii cu apă și săpun înainte de recoltarea probei.
- Nu folosiți niciodată un ac sau un dispozitiv de înțepare care a mai fost folosit de altcineva. Pentru utilizare doar la un singur pacient.
- Folișiți întotdeauna un ac nou, steril – acele sunt exclusiv de unică folosință. **A nu se reutiliza.**
- Păstrați dispozitivul de înțepare curat.
- **Nu utilizați acele după data de expirare înscrisă pe ambalajul acului.**

Pregătirea dispozitivului dvs. de înțepare

1. Scoateți capacul dispozitivului de înțepare

Rotiți capacul și apoi scoateți-l drept de pe dispozitiv.



2. Introduceți un ac steril în dispozitivul de înțepare


Aliniați acul după cum este indicat aici, astfel încât acul să intre în suportul pentru ac. Împingeți acul în dispozitiv până când este fixat în poziție și este în contact complet cu suportul.

Răsuciți discul de protecție cu o tură completă până când se separă de ac. **Păstrați discul de protecție pentru îndepărtarea și eliminarea acului.** Consultați *Înlăturarea acului folosit*.



3. Înlouciți capacul dispozitivului de înțepare

Reașezați capacul pe dispozitiv; rotiți capacul sau împingeți capacul drept pentru a-l fixa în poziție.




Asigurați-vă că acesta este aliniat conform imaginii.



4. Reglați setarea adâncimii

Dispozitivul are 13 setări de adâncime de înțepare (fiecare punct indicat între numerele 1 și 7 de pe rotița de reglare adâncime indică o setare suplimentară disponibilă a adâncimii). Ajustați adâncimea, rotind rotița de reglare adâncime. Numerele mai mici sunt pentru înțepături de suprafață, iar numerele mai mari sunt pentru înțepături mai adânci.



NOTĂ: Încercați mai întâi o setare mai puțin adâncă, iar apoi măriți adâncimea până când reușiți să obțineți o probă de sânge de dimensiune adecvată (consultați instrucțiunile glucometrului dvs.).

5. Armați dispozitivul de înțepare

Deplasați spre spate cursorul până când se aude un sunet specific. Dacă nu se aude sunetul specific, este posibil ca el să fi fost armat deja atunci când ați introdus acul.



Recoltarea de sânge din deget

Alegeți un loc diferit de înțepare de fiecare dată când efectuați testul. Înțepăturile repetate în același loc pot cauza dureri și calusuri.

Înainte de testare, spălați-vă mâinile și locul recoltării folosind apă caldă cu săpun. Clătiți zonele spălate și uscați-le complet. Agenții contaminanți de la nivelul pielii pot afecta rezultatele.

1. Înțepați-vă degetul

Mențineți dispozitivul de înțepare apăsat pe partea laterală a degetului. Apăsăți butonul de eliberare. Îndepărtați dispozitivul de înțepare de pe deget.



2. Obțineți o picătură rotundă de sânge

Strângeți ușor și/sau masați vârful degetului până când pe el se formează o picătură rotundă de sânge.



NOTĂ: A nu se utiliza proba respectivă de sânge, dacă sângele se întinde sau curge. Ștergeți zona și strângeți ușor vârful degetului pentru a obține o nouă picătură de sânge sau înțepați un alt loc.



Aplicați proba

Aplicați proba de sânge conform instrucțiunilor din ghidul glucometrului sau al sistemului dvs. pentru o aplicare corectă a probei de sânge.

Înlăturarea acului folosit

NOTĂ: Acest dispozitiv de înțepare are o caracteristică de evacuare, astfel încât să nu fie necesar să trageți afară acul uzat.


1. Scoateți capacul dispozitivului de înțepare

Rotiți capacul și apoi scoateți-l drept de pe dispozitiv.



2. Acoperiți vârful expus al acului

Înainte de a scoate acul, puneți capacul de protecție a acului pe o suprafață tare și împingeți vârful acului în partea plană a discului.




3. Scoateți acul

Ținând dispozitivul de înțepare îndreptat în jos, împingeți cursorul spre înainte până când acul iese din dispozitivul de înțepare. Dacă acul nu este evacuat corect, armați din nou dispozitivul și apoi împingeți cursorul înainte până când acul iese afară.



4. Înlouciți capacul dispozitivului de înțepare

Reașezați capacul pe dispozitiv; rotiți capacul sau împingeți capacul drept pentru a-l fixa în poziție.



Asigurați-vă că acesta este aliniat conform imaginii.



Îndepărtați acul cu grijă după fiecare utilizare, pentru a evita rănilor accidentale prin înțepare. Acele folosite pot fi considerate deșeură cu risc biologic în zona dumneavoastră. Aveți grijă să urmați recomandările personalului medical sau reglementările locale privind eliminarea corectă a deșeurilor medicale.

Depozitarea dispozitivului dvs. de înțepare

Nu există condiții speciale de depozitare. Depozitați-l împreună cu geanta pentru transport care a fost livrată împreună cu sistemul dvs.

Curățarea dispozitivului de înțepare și a capacului

Consultați ghidul de utilizare sau broșura utilizatorului primită(ă) împreună cu glucometrul pentru lucrările de curățare și dezinfectare. Dacă nu sunt furnizate instrucțiuni pentru acest dispozitiv de înțepare și capac în ghidul de utilizare sau broșura utilizatorului, urmați instrucțiunile de mai jos.

Pentru a curăța aceste articole, ștergeți-le cu o lavetă moale înmuiată în apă cu un detergent delicat. **Nu scufundați dispozitivul de înțepare în niciun lichid.**

Pentru a dezinfecta aceste articole, pregătiți o soluție formată din nouă părți apă și o parte înălbitor universal. Ștergeți dispozitivul de înțepare cu o lavetă moale umezită cu această soluție. Introduceți **doar capacul** în această soluție timp de 30 de minute. **După dezinfectare, clătiți repede cu apă și lăsați-le pe ambele să se usuce la aer.***

*Respectați instrucțiunile producătorului pentru folosirea și depozitarea înălbitorului.

ANGAJAMENTUL NOSTRU FAȚĂ DE DVS.:

Obiectivul nostru este de a oferi clienților noștri produse de calitate pentru îngrijirea sănătății și un serviciu clienți specific. Dacă nu sunteți pe deplin satisfăcut de acest produs sau dacă aveți întrebări referitoare la utilizarea vreunui produs OneTouch®, contactați Serviciul clienți. Contactați: SC TRUSTMED SRL STR VASILE GHERGHEL 80 SECTOR 1, BUCUREȘTI 0800896976. Dacă nu puteți contacta Serviciul clienți, contactați profesionistul din domeniul sănătății pentru recomandări.

Lancetar OneTouch® Delica® Plus omogăcava sigurno i jednostavno vađenje kapi kapilarne krvi iz jačodice prsta.

Prije upotrebe lancetara pročitaite ova uputstva za upotrebu.

Vaš sistem OneTouch® Delica® Plus ne sadržava materijale potrebne za obavljanje mjerenja na alternativnom mjestu na tijelu (AST) i ne bi se trebao koristiti za testiranje na nadlaktici ili dlanu.


Uređaj ima 13 postavki dubine. Odabrana postavka mora biti dovoljno duboka za vađenje okrugle kapi krvi dovoljno velike da mjerač generira rezultat glukoze u krvi. (Informacije o pravilnoj veličini uzorka krvi potražite u Korisničkom vodiču isporučenom uz sistem.)

NAPOMENA: Lancetar OneTouch® Delica® Plus koristi lancete OneTouch® Delica® ili OneTouch® Delica® Plus. Za svako mjerenje koristite novu, sterilnu lancetu. Višekratna upotreba lancete može istupiti ili saviti vrh lancete te uzrokovati oštećenje kože, stvaranje ožiljka ili veću bol.

OPREZ:

Držite lancetar dalje od dohvata male djece. Lancetar, poklopac, lancete i zaštitni poklopci lancete predstavljaju opasnost od gušenja.

- 1 Dugme za otpuštanje
- 2 Klizna kontrola
- 3 Pokazivač dubine
- 4 Brojčanik za podešavanje dubine
- 5 Poklopac lancetara
- 6 Zaštitni poklopac



OPREZ:


Za smanjenje mogućnosti infekcije:

- Prije uzimanja uzorka operite odabrano mjesto uboda vodom i sapunom.
- Lancetu ili lancetar nemojte nikada dijeliti s drugima. Samo za upotrebu na jednom pacijentu.
- Uvijek koristite novu, sterilnu lancetu; lancete su namijenjene isključivo za jednokratnu upotrebu. **Nemojte** višekratno koristiti.
- Održavajte čistoću lancetara.
- **Ne** koristite lancete nakon isteka roka upotrebe odštampanog na pakovanju lancete.

Priprema lancetara

1. Skinite poklopac lancetara

Poklopac lancetara skinite okretanjem te povlačenjem poklopca s uređaja.



2. Umetnite sterilne lancete u lancetar

Poravnajte lancetu kako je prikazano na slici, tako da stane u držač lancete. Gurajte lancetu u uređaj sve dok ne nalegne na svoje mjesto i u potpunosti se smjesti u držač.




Okrenite zaštitni disk za jedan cijeli okretaj dok se ne odvoji od lancete. **Sačuvajte zaštitni disk radi uklanjanja i zbrinjavanja lancete.** Pogledajte *Uklonite iskoristeni lancetar*.



3. Zamijenite poklopac lancetara

Vratite poklopac na lancetar; okrenite ili gurnite poklopac ravno kako biste ga pričvrstili.



Pazite da je poklopac poravnat kako je prikazano na slici.



4. Prilagodite podešavanje dubine

Lancetar ima 13 postavki dubine uboda (svaka tačkica između brojeva od 1 do 7 na brojčaniku za odabir dubine pokazuje dodatnu dostupnu postavku dubine). Dubinu podesite okretanjem brojčanika dubine. Manji brojevi označavaju pliće ubode, a veći brojevi dublje ubode.



NAPOMENA: Prvo pokušajte s postavkom plićeg uboda i povećavajte dubinu dok ne pronadete onu koja je dovoljna za dobivanje uzorka krvi odgovarajuće veličine (pogledajte uputstva mjerača).

5. Nategnite lancetar

Gurajte klizač nazad sve dok ne škljocne. Ako ne škljocne, možda je već bio nategnut kada ste umetnuli lancetu.



Uzimanje uzorka krvi iz jagodice prsta

Svaki put kada mjerite izaberite drugo mjesto uboda. Ponovni ubodi na isto mjesto mogu izazvati bol ili zadebljanje kože.

Prije testiranja operite ruke i mjesto uzimanja uzorka toplom vodom i sapunom. Dobro isperite i osušite. Nečistoća na koži može uticati na rezultate.

1. Ubodite prst

Držite lancetar čvrsto prslonjen sa strane svog prsta. Pritisnite dugme za otpuštanje. Odstranite lancetar s prsta.



2. Uzmite okruglu kap krvi

Nježno stisnite i/ili masirajte jagodicu prsta dok se ne formira okrugla kap krvi.



NAPOMENA: Ako se krv razmaže ili razlije, **ne** koristite taj uzorak. Posušite područje i nježno istisnite drugu kap krvi ili napravite ubod na drugom mjestu.



Nanesite uzorak

Uzorak krvi nanesite prema uputstvima za mjerač ili vodič za sistem, kako biste pravilno nanijeli uzorak.

Odstranjivanje iskoristene lancete

NAPOMENA: Ovaj lancetar ima funkciju izbacivanja, tako da ne morate izvlačiti iskoristenu lancetu.


1. Skinite poklopac lancetara

Poklopac lancetara skinite okretanjem te povlačenjem poklopca s uređaja.



2. Pokrijte izloženi vrh lancete

Prije vađenja lancete zaštitni poklopac lancete stavite na čvrstu površinu, a vrh lancete zatim gurnite u ravnu stranu diska.




3. Izbacite lancetu

Držeći lancetar prema dolje, gurajte klizač naprijed dok lanceta ne izađe iz lancetara. Ako se lanceta ne izbaci kako treba, uređaj ponovo nategnite, a klizač zatim gurajte naprijed, sve dok lanceta ne izađe.



4. Zamijenite poklopac lancetara

Vratite poklopac na lancetar; okrenite ili gurnite poklopac ravno kako biste ga pričvrstili.



Pazite da je poklopac poravnat kako je prikazano na slici.



Radi izbjegavanja nenamjernih povreda vrhom lancete, iskoristenu lancetu pažljivo odložite nakon svake upotrebe. Korisćene lancete se mogu smatrati biološki opasnim otpadom u vašem području. Pobrinite se da slijedite preporuke ljekara ili lokalne propise za propisno odlaganje otpada.

Cuvanje lancetara

Ne postoje posebni uslovi čuvanja. Spremite u torbicu isporučenu uz sistem.

Čišćenje lancetara i poklopca

Uputstva za čišćenje i dezinsekciju potražite u Korisničkom vodiču ili Brošuri za korisnika isporučenoj uz mjerač. Ako Korisnički vodič ili Brošura za korisnika ne sadrže uputstva za lancetar i poklopac, slijedite uputstva navedena u nastavku.

Kad čistite ove predmete, obrišite ih mekanom krpom natopljenom vodom i blagim deterđentom. **Ne uranjajte** lancetar u nikakvu tečnost.

Za dezinsekciju ovih predmeta pripremite rastvor sa jednom mjerom izbjeljivača i devet mjera vode. Obrišite lancetar mekanom krpom natopljenom ovim rastvorom. Uronite **samo poklopac** u ovaj rastvor i ostavite 30 minuta. **Nakon dezinsekcije, kratko isperite vodom i pustite da se osuši na zraku.***

*Slijedite uputstva proizvođača za rukovanje izbjeljivačem i njegovo odlaganje.

NAŠA PREDANOST VAMA:

Naš cilj je da vam dostavimo kvalitetne proizvode iz područja zdravstvene zaštite i da vam stavimo na raspolaganje posvećenu korisničku službu. Ako niste potpuno zadovoljni ovim proizvodom ili ako imate pitanja o upotrebi bilo kojeg OneTouch® proizvoda, obratite se Službi za kontakte sa klijentima. Obratite se Službi za kontakte sa klijentima 0800 222 35. Ako ne možete dobiti korisničku službu, obratite se svom ljekaru za savjet.

Pajisja e shpimit OneTouch® Delica® Plus ofron një mënyrë të sigurt dhe të lehtë për të marrë një pikë gjaku kapilar nga maja e gishtit.

Para se të përdorni këtë pajisje, lexoni këto udhëzime për përdorim.

Sistemi i shpimit OneTouch® Delica® Plus nuk përfshin materialet e nevojshme për të kryer testim në vend alternativ (AST) dhe nuk duhet të përdoret për të kryer teste në parakrah apo pëllëmbë.

Pajisja ka 13 caktime thellësie. Duhet të zgjidhni një caktim aq të thellë sa të merret një pikë e rrumbullakët gjaku aq e madhe sa matësi të nxjerrë rezultat glukoze në gjak. (Për informacion mbi madhësinë e duhur të kampionit të gjakut, shihni udhëzuesin e përdoruesit që ofrohet me sistemin.)

SHËNIM: Pajisja e shpimit OneTouch® Delica® Plus përdor gjilpëra OneTouch® Delica® ose OneTouch® Delica® Plus. Përdorni një gjilpërë të re sterile çdo herë që kryeni testin. Ripërdorimi i gjilpërës mund të konsumojë ose të përkulë majën e gjilpërës, duke ju shkaktuar dëmtim të lëkurës, vraja dhe dhimbje më të madhe.

⚠️KUJDES:

Mbajeni pajisjen e shpimit larg fëmijëve. Pajisja e shpimit, kapaku, gjilpërat dhe mbulesat mbrojtëse të gjilpërave janë të rrezikshme nëse gëlltiten.

- 1 Butoni i lëshimit
- 2 Kontrolli i rreshqitësit
- 3 Treguesi i thellësisë
- 4 Rrota e thellësisë
- 5 Kapaku i pajisjes së shpimit
- 6 Mbulesa mbrojtëse



⚠️KUJDES:

Për të ulur mundësinë e infektimit:

- Sigurohuni që para marrjes së kampionit ta lani vendin e shpimit me sapun dhe me ujë.
- Mos e ndani asnjëherë gjilpërën ose pajisjen e shpimit me dikë tjetër. Për përdorim vetëm nga një pacient.
- Përdorni gjithmonë një gjilpërë të re sterile - gjilpërat janë vetëm për një përdorim. **Mos** i ripërdorni.
- Mbani të pastër pajisjen e shpimit.
- **Mos** i përdorni gjilpërat pas datës së skadimit të printuar në ambalazhin e gjilpërave.

Përgatitja e pajisjes së shpimit

1. Hiqni kapakun e pajisjes së shpimit

Hiqeni kapakun duke e rrotulluar dhe pastaj duke e tërhequr nga pajisja.



2. Futni një gjilpërë sterile në pajisjen e shpimit

Pozicionojeni gjilpërën siç tregohet këtu, në mënyrë që gjilpëra të futet në mbajtësen e gjilpërës. Shtyjeni gjilpërën në pajisje derisa të kërcasë në vend dhe të futet plotësisht në mbajtëse.





Rrotulloni diskun mbrojtës me një rrotullim të plotë derisa të shkëputet nga gjilpëra. **Ruajeni diskun mbrojtës për heqjen dhe hedhjen e gjilpërës.** Shihni *Heqja e gjilpërës së përdorur*.



3. Rivendosni kapakun e pajisjes së shpimit

Rivendosni kapakun në pajisje; rrotullojeni ose shtyjeni kapakun drejtpërdrejt për ta siguruar.



Sigurohuni që kapaku të pozicionohet siç tregohet në figurë.



4. Rregulloni caktimin e thellësisë

Pajisja ka 13 caktime thellësie shpimi (çdo pikë e treguar midis numrave 1 deri në 7 në rrotën e thellësisë tregon se disponohet një caktim tjetër thellësie). Rregulloni thellësinë duke rrotulluar rrotën e thellësisë. Numrat më të vegjël shërbejnë për shpim më të cekët dhe numrat më të mëdhenj shërbejnë për shpim më të thellë.



SHËNIM: Proveni në fillim një caktim më të cekët dhe pastaj rriteni thellësinë derisa të gjeni një caktim mjaftueshëm të thellë për të marrë një kampion gjaku me madhësi të duhur (shihni udhëzimet e matësit).

5. Ngrijeni pajisjen e shpimit

Tërhiqeni rreshqitësin prapa derisa të kërcasë. Nëse nuk kërcet, ai mund të jetë ngritur gjatë futjes së gjilpërës.



Marrja e kampionit të gjakut nga maja e gishtit

Zgjidhni një vend të ndryshëm shpimi çdo herë që kryeni testin. Shpimet e përsëritura në të njëjtin vend mund të shkaktojnë dhimbje dhe kallo.

Para testimit, lani duart dhe vendin e marrjes së kampionit me ujë të ngrohtë dhe me sapun. Shpëlajini dhe thajini plotësisht. Rezultatet mund të ndikohen nga kontaminuesit në lëkurë.

1. Shponi gishtin

Mbajeni pajisjen e shpimit në mënyrë të fiksuar në anën e gishtit. Shtypni butonin e lëshimit. Hiqeni pajisjen e shpimit nga gishtit.



2. Merrni një pikë të rrumbullakët gjaku

Shtypni dhe/ose fërkoni butësisht majën e gishtit derisa të formohet një pikë e rrumbullakët gjaku.



SHËNIM: Nëse gjaku përhapet ose derdhet, **mos** e përdorni atë kampion. Fshijeni vendin dhe shtrydhni butësisht një pikë tjetër gjaku ose shponi në një vend tjetër.



Vendosni kampionin e gjakut

Vendosni kampionin e gjakut duke ndjekur udhëzimet në matës ose udhëzuesin e sistemit për vendosjen e saktë të kampionit.

Heqja e gjilpërës së përdorur

SHËNIM: Kjo pajisje shpimi ka një veçori nxjerrjeje, ndaj nuk është e nevojshme të tërhiqni gjilpërën e përdorur.

1. Hiqni kapakun e pajisjes së shpimit

Hiqeni kapakun duke e rrotulluar dhe pastaj duke e tërhequr nga pajisja.



2. Mbulojeni majën e ekspozuar të gjilpërës

Para se të hiqni gjilpërën, vendosni mbulesën mbrojtëse të gjilpërës mbi një sipërfaqe të fortë, pastaj shtyjeni majën e gjilpërës në anën e sheshtë të diskut.



3. Nxirreni gjilpërën

Duke e mbajtur pajisjen e shpimit të drejtuar për poshtë, shtyjeni rreshqitësin përpara derisa gjilpëra të dalë nga pajisja e shpimit. Nëse gjilpëra nuk del siç duhet, ngrijeni pajisjen dhe më pas shtyjeni kontrollin e rreshqitësit përpara derisa gjilpëra të dalë.



4. Rivendosni kapakun e pajisjes së shpimit

Rivendosni kapakun në pajisje; rrotullojeni ose shtyjeni kapakun drejtpërdrejt për ta siguruar.



Sigurohuni që kapaku të pozicionohet siç tregohet në figurë.



Hidhni me kujdes gjilpërën e përdorur pas çdo përdorimi për të shmangur lëndimet e padëshiruara nga shpimi me gjilpërë. Gjilpërat e përdorura mund të konsiderohen mbetje biologjike të rrezikshme në zonën tuaj. Sigurohuni që të ndiqni rekomandimet e specialistit të kujdesit shëndetësor ose rregulloret vendore për hedhjen e duhur.

Ruajtja e pajisjes së shpimit

Nuk ka kushte të posaçme ruajtjeje. Ruajeni me çantën mbajtëse të ofruar me sistemin.

Pastrimi i pajisjes së shpimit dhe kapakut

Për pastrimin dhe dezinfektimin, referojuni udhëzuesit të përdoruesit ose manualit të përdoruesit të ofruar me matësin. Nëse në udhëzuesin e përdoruesit apo manualin e përdoruesit nuk ka udhëzime për pajisjen e shpimit dhe kapakun, ndiqni udhëzimet e mëposhtme.

Për t'i pastruar këto elemente, fshijeni me një copë të butë të lagur me ujë dhe detergjent të butë. **Mos** e zhyni pajisjen e shpimit në ndonjë lëng.

Për t'i dezinfektuar këto elemente, përgatitni një solucion me raport prej një mase zbardhuesi shtëpie në nëntë masa ujë. Fshijeni pajisjen e shpimit me një copë të butë të lagur në këtë solucion. Zhyni **vetëm kapakun** në këtë solucion për 30 minuta. **Pas dezinfektimit, shpëlajini pak me ujë dhe lërimi që të thahen në ajër.***

*Ndiqni udhëzimet e prodhuesit për përdorimin dhe ruajtjen e zbardhuesit.

PËRKUSHTIMI YNË NDAJ JUSH:

Qëllimi ynë është që t'ju ofrojmë produkte cilësore të kujdesit shëndetësor dhe shërbim të përkushtuar ndaj klientit. Nëse nuk jeni plotësisht të kënaqur me këtë produkt ose nëse keni pyetje rreth përdorimit të produkteve OneTouch®, kontaktoni shërbimin ndaj klientit. Kontaktoni shërbimin ndaj klientit: në Shqipëri MEGASTORE shpk 042376502, në Kosovë ITKOMED shpk 045701000. Nëse nuk arrini të kontaktoni shërbimin ndaj klientit, kontaktoni specialistin e kujdesit shëndetësor për këshilla.

Descrierea simbolurilior

Për një deskriere kompletë a tuturor simbolurilior utilizate, consultați Ghidul de utilizare primit împreună cu sistemul dumneavoastră.

- Precauții și avertizări: Consultați broșura utilizatorului și prospectele care însoțesc sistemul dvs. pentru informații legate de siguranță.
- Consultați instrucțiunile de utilizare
- Producător
- A nu se refolosi
- Sterilizat prin iradiere
- A nu se elimina cu deșeurile generale
- A se utiliza până la data

Opis simbola

Potpuni opis svih simbola potražite u Korisničkom vodiču isporučenom uz sistem.

- Napomene o oprezu i upozorenja: Informacije koje se odnose na sigurnost potražite u brošuri za korisnika i prilozima koji su isporučeni sa sistemom.
- Pogledajte uputstva za upotrebu
- Proizvođač
- Ne koristiti ponovo
- Sterilisano ozračenjem
- Ne odlagati u uobičajeni otpad
- Rok trajanja

Përshkrimi i simboleve

Për përshkrimin e plotë të të gjitha simboleve të përdorura, shikoni udhëzuesin e përdoruesit që ofrohet me sistemin.

- Kujdes dhe paralajmërim: Referojuni manualit të përdoruesit dhe shtesave të ofruara me sistemin për informacion në lidhje me sigurinë.
- Shihni udhëzimet për përdorim
- Prodhuesi
- Mos e përdorni përsëri
- Sterilizuar me rrezatim
- Mos e hidhni me mbeturinat e zakonshme
- Përdoreni përpara datës së caktuar

Asahi Polyslider Co., Ltd.
860-2 Misaki, Maniwa
Okayama 719-3226, Japan

Lancete Proizvedeno u Japanu
Lancetar Napravljeno u Vijetnamu

EC REP LifeScan Europe GmbH
6300 Zug
Switzerland

OneTouch®
023-981
AW 07195901A
Data rev.:/Datum rev.:/Data e risikh.: 09/2018
© 2018 LifeScan, Inc.

